

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:voc="urn:h17-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <!-- xmlns="urn:h17-org:v3" questo è il namespace di default. Dice al computer: "Tutti i tag che trovi in questo documento (come patient, author,
  xmlns:voc="urn:h17-org:v3/voc": Questo crea un "prefisso" chiamato voc. Viene usato raramente nei documenti semplici, ma serve per richiamare term
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance": Questo è fondamentale per la validazione. Permette al file XML di "dialogare" con uno schem
  -->
  <realmCode code="IT"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT00040UV02"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.16.1.1" extension="1.1" assigningAuthorityName="HL7 Italia"/>
  <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="{{id_paziente}}" assigningAuthorityName="Ospedale di ricerca Unibo - FFACS"/>
  <code code="75496-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Telehealth note"/>
  <title> Referto di Televisita </title>
  <effectiveTime value="{{data_creazione}}"/>
  <!-- data di creazione -->
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="HL7 Confidentiality" displayName="Normal"/>
  <!-- Indica la "sicurezza" del referto
  N: livello normale
  2.16.840.1.113883.5.25: codice OID -->
  <language code="it-IT"/>
  <versionNumber value="{{versione}}"/>
  <recordTarget>
    <patientRole>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="{{id_paziente}}" assigningAuthorityName="Ospedale di ricerca Unibo - FFACS"/>
      <!-- codice id e ospedale fittizio -->
      <addr use="H">
        <country nullFlavor="UNK"/>
        <state nullFlavor="UNK"/>
        <county nullFlavor="UNK"/>
        <city nullFlavor="UNK"/>
        <postalCode nullFlavor="UNK"/>
        <streetAddressLine nullFlavor="UNK"/>
      </addr>
      <telecom nullFlavor="UNK"/>
    </patientRole>
    <patient>
      <name>
        <family nullFlavor="UNK"/>
        <given nullFlavor="UNK"/>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="{{codice_sesso}}" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="HL7 AdministrativeGender" displayName="{{sesso}}"/>
      <birthTime value="{{data_nascita}}0101"/>
      <!-- eta' settate tutte a 01/01/anno perche' la stringa deve essere di 8 caratteri YYYYMMDD -->
      <birthplace>
        <place>
          <addr>
            <country nullFlavor="UNK"/>
            <state nullFlavor="UNK"/>
            <county nullFlavor="UNK"/>
            <city nullFlavor="UNK"/>
            <censusTract nullFlavor="UNK"/>
          </addr>
        </place>
      </birthplace>
    </patient>
  </recordTarget>
  <!-- perche' e' indicato che pue' essercene solo uno -->
  <author>
    <time value="{{data_creazione}}"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
      <assignedPerson>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="{{codice_fiscale_autore_1}}" assigningAuthorityName="MEF"/>
        <!-- 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" codice OID identificativo dell'autore, in questo caso la struttura sanitaria.
        il medico e' identificato tramite il suo Codice Fiscale, e l'autorita' che certifica la validita' del Codice
        il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. -->
        <name>
          <family>Guzzon</family>
          <given>Samuele</given>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="{{codice_fiscale_autore_1}}" assigningAuthorityName="MEF"/>
        <name>
          <family>Guzzon</family>
          <given>Samuele</given>
        </name>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <time value="{{data_creazione}}"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <assignedEntity>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="{{codice_fiscale_autore_1}}" assigningAuthorityName="MEF"/>
      <assignedPerson>
        <name>
          <family>Guzzon</family>
          <given>Samuele</given>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <inFulfillmentOf>
    <order classCode="ACT" moodCode="RQO">
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.9" extension="{{id_paziente}}" assigningAuthorityName="MEF"/>
      <priorityCode code="R" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7" codeSystemName="HL7 ActPriority" displayName="Normale"/>
    </order>
  </inFulfillmentOf>
</ClinicalDocument>
```

```

<!-- 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.9 e' l'OID specifico che identifica il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del MEF per le ricette elettroniche.
R: Sta per "Routine" (Normale). E' la scelta standard per esami di monitoraggio come quelli del Parkinson.
extension: andrebbe il codice della ricetta, in questo caso usiamo l'id del paziente per identificare il referto.
-->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120110.4.6" extension="VISITA_{{ id_paziente }}"/>
    <effectiveTime>
      <low value="{{ data_inizio_test }}" />
      <high value="{{ data_fine_test }}" />
    </effectiveTime>
    <location>
      <healthCareFacility>
        <location>
          <name>Laboratorio di Bioingegneria - Universita'</name>
        </location>
      </healthCareFacility>
    </location>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>
<component>
  <structuredBody moodCode="EVN" classCode="DOCBODY">
    <!-- classCode="DOCBODY": Dice al computer che questo blocco è ufficialmente il "corpo del documento".
    moodCode="EVN": (Event) Indica che ciò che stai scrivendo sono fatti accaduti (es. "il paziente ha camminato a questa velocità"
    Se fosse un ordine per un esame futuro, il codice sarebbe diverso. -->
    <component typeCode="COMP">
      <section ID="QUESITO_DIAGNOSTICO">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.648"/>
        <code code="29299-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Motivo della visita"/>
        <!-- 29299-5 identificativo LOINC per il PANEL "motivo della visita"
        2.16.840.1.113883.6.1 codice OID per indicare che il codice precedente è LOINC -->
        <title> Quesito diagnostico </title>
        <text>
          <paragraph> Valutazione del cammino in pazienti affetti dal Morbo di Parkinson. </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- OBS: Specifica che stiamo facendo un'osservazione
            CD : Significa Coded Concept. Stai dicendo che il valore non è un numero (come l'altezza)
            modo univoco al morbo di parkinson
            -->
            <code code="29298-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Motivo della visita"/>
            <!-- 29298-7 codice per la singola domanda "motivo della visita" -->
            <value xsi:type="CD" code="332.0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.103" codeSystemName="ICD9-CM" displayName="MORBO DI PARKINSON"/>
            </value>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <section ID="STORIA_CLINICA">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.649"/>
        <code code="11329-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Storia Generale"/>
        <title> Storia clinica </title>
        <text>
          <paragraph> Paziente di {{eta_paziente}} anni, peso {{peso_paziente}} kg e altezza {{altezza_paziente}} cm. Paziente ha {{anni_diagnosi}}
          anni diagnosi e il Parkinson e allo stadio Hoehn e Yahr {{ HoehnYahr }}. Stato della terapia: {{medicazione}}. </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
            <code code="21612-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Eta"/>
            <statusCode code="completed"/>
            <value xsi:type="PQ" value="{{eta_paziente}}" unit="a"/>
            <!-- PQ indica physical quantity richiede value e unit -->
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
            <code code="29463-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Peso"/>
            <statusCode code="completed"/>
            <value xsi:type="PQ" value="{{peso_paziente}}" unit="kg"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
            <code code="8302-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Altezza"/>
            <statusCode code="completed"/>
            <value xsi:type="PQ" value="{{altezza_paziente}}" unit="cm"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="77714-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Punteggio sulla scala di Hoehn and Yahr modificato"/>
            <value xsi:type="INT" value="{{ HoehnYahr }}" />
          </observation>
        </entry>
        <!-- INT indica che il dato sarà un intero -->
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Storia delle medicazioni"/>
            <value xsi:type="ST">{{ Medicazione }}</value>
          </observation>
        </entry>
        <!-- ST sta per stringa di testo -->
      </section>
    </component>
    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="True">
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.669"/>
        <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Osservazioni fisiche"/>
        <title> Esame Obiettivo </title>
        <text>
          <paragraph> Si esegue valutazione della mobilità funzionale tramite TUG test (Timed Up and Go). I risultati sono riportati nella tabella
          seguente: </paragraph>

```

```
<table border="1" width="100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>Test</th>
      <th>Durata camminata</th>
      <th>Velocita media del cammino</th>
      <th>Cadenza</th>
      <th>Lunghezza falcata</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Timed Up and Go (TUG)</td>
      <td>{{ Walk_Time_TUG }} s</td>
      <td>{{ Gait_Velocity_TUG }} m/s</td>
      <td>{{ Cadenza_TUG }} passi/min</td>
      <td>{{ Lunghezza_falcata_TUG }} m</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Self-Paced walk (SP) </td>
      <td>{{ Walk_Time_SP }} s</td>
      <td>{{ Gait_Velocity_SP }} m/s</td>
      <td>{{ Cadenza_SP }} passi/min</td>
      <td>{{ Lunghezza_falcata_SP }} m</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Hurried-Paced walk (HP)</td>
      <td>{{ Walk_Time_HP }} s</td>
      <td>{{ Gait_Velocity_HP }} m/s</td>
      <td>{{ Cadenza_HP }} passi/min</td>
      <td>{{ Lunghezza_falcata_HP }} m</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="89423-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Tempo camminata (TUG)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Walk_Time_TUG }}" unit="s"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="83144-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Velocità media (TUG)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Gait_velocity_TUG }}" unit="m/s"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66440-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Cadenza (TUG)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Cadenza_TUG }}" unit="/min"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66433-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Lunghezza falcata (TUG)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Lunghezza_falcata_TUG }}" unit="m"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="11374-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Tempo camminata (SP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Walk_Time_SP }}" unit="s"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="83144-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Velocita media del cammino (SP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Gait_velocity_SP }}" unit="m/s"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66440-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Cadenza (SP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Cadenza_SP }}" unit="/min"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66433-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Lunghezza falcata (SP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Lunghezza_falcata_SP }}" unit="m"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="11374-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Tempo camminata (HP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Walk_Time_HP }}" unit="s"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="83144-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Velocita media del cammino (HP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Gait_velocity_HP }}" unit="m/s"/>
  </observation>
</entry>
```

```
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66440-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Cadenza (HP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Cadenza_HP }}" unit="min"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="66433-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Lunghezza falcata (HP)"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <value xsi:type="PQ" value="{{ Lunghezza_falcata_HP }}" unit="m"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="True">
  <section classCode="DOCSET" moodCode="EVN">
    <code code="62387-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Interventi"/>
    <title> Prestazioni </title>
    <text>
      <paragraph>
        <caption>Prestazioni Eseguite</caption>
      </paragraph>
      <list>
        <item ID="Prestazione-1">
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th colspan="2">Prestazione 1</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <th>Codice Prestazione</th>
                <td>89423-8</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Descrizione</th>
                <td>Timed Up and Go Test</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Data</th>
                <td>{{data_creazione}}</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </item>
        <item ID="Prestazione-2">
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th colspan="2">Prestazione 2</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <th>Codice Prestazione</th>
                <td>11374-6</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Descrizione</th>
                <td>Self-Paced Walk Test</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Data</th>
                <td>{{data_creazione}}</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </item>
        <item ID="Prestazione-3">
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th colspan="2">Prestazione 3</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <th>Codice Prestazione</th>
                <td>11374-6</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Descrizione</th>
                <td>Hurried-Paced Walk Test</td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Data</th>
                <td>{{data_creazione}}</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </item>
      </list>
      <paragraph>
        <caption>Procedure Operative Eseguite</caption>
      </paragraph>
      <list>
        <item ID="Procedure-Generale">
          <table border="1">
            <thead>
              <tr>
```

```

        <th colspan="2">Dettagli Tecnici e Strumentazione</th>
      </tr>
    </thead>
  </tbody>
  <tbody>
    <tr>
      <th>Codice Studio</th>
      <td>62387-6 (Gait analysis study)</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Descrizione</th>
      <td>Valutazione multimodale del cammino e dell'equilibrio.</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Strumentazione utilizzata</th>
      <td>
        Sistema integrato composto da:
        <ul>
          <li>13 Sensori inerziali MTw Awinda (Movella) posizionati su: fronte, sterno, L4/L5, polsi, cosce, stinchi, caviglie e dorso piedi.</li>
          <li>2 Solette sensorizzate Moticon OpenGo per pressioni plantari.</li>
          <li>Pedana baropodometrica ProtoKinetics Zeno™.</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Parametri analizzati</th>
      <td>Velocità, cadenza, lunghezza del passo e tempi di esecuzione.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</item>
</list>
</text>
<entry>
  <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
    <code code="62387-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Analisi del cammino"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <effectiveTime value="{data_creazione}"/>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="LowerBack"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - L4/L5"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_Wrist"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - polso destro"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="L_Wrist"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - polso sinistro"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_MidLatThigh"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - coscia destra"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_MidLatThigh"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - coscia sinistra"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_LatShank"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - stinco destro"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="L_LatShank"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - stinco sinistro"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_DorsalFoot"/>
        <playingDevice>
          <code displayName="Sensore Inerziale - dorso piede destro"/>
        </playingDevice>
      </participantRole>
    </participant>
    <participant typeCode="DEV">
      <participantRole classCode="ROL">

```

```

    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="L_DorsalFoot"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Sensore Inerziale - dorso piede sinistro"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="R_Ankle"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Sensore Inerziale - caviglia destra"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="L_Ankle"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Sensore Inerziale - caviglia sinistra"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="Xiphoid"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Sensore Inerziale - sterno"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="Forehead"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Sensore Inerziale - fronte"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="Linsole"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Solette sensorizzate sinistra"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="Rinsole"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Solette sensorizzate destra"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
<participant typeCode="DEV">
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4" extension="BARO_PLATFORM"/>
    <playingDevice>
      <code displayName="Pedana baropodometrica"/>
    </playingDevice>
  </participantRole>
</participant>
</procedure>
</entry>
</section>
</component>
<component typeCode="COMP">
  <section ID="REFERTO">
    <code code="47045-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Referto"/>
    <title>Referto e Conclusioni Diagnostiche (WearGait-PD ML)</title>
    <text>
      <paragraph> Sulla base dell'analisi dei parametri spazio-temporali estratti dai sensori inerziali e dalle pedane, i dati sono stati elaborati tramite il modello di Machine Learning predittivo. </paragraph>
      <table border="1">
        <thead>
          <tr>
            <th colspan="2">Risultato Modello di Classificazione</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th>Classe Predetta</th>
            <td>
              <strong>{{ Predizione_ML }}</strong>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Livello di Confidenza (Probabilità)</th>
            <td>{{ Probabilita_ML }} %</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
  </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```